

Datenblatt für Spezialversion Rondo-Matic 5



Art.-Nr. 118 722 01

z.B. für die Türklinkendesinfektion

Baugleich wie der Rondo-Matic 5 (Füllinhalt von 5 l (Behältervolumen 7 l), Viton Dichtungen, 3 bar max. Arbeitsdruck) aber zusätzlich mit:

- Rückentrageeinheit für komfortables Tragen und Freihalten der Hände
- Modifizierte Sprüheinheit für optimale Besprühung von Wischtuch
- Fingerventil für kurzzeitiges Betätigen (Steuerung der Sprühmenge)
- Regulierdüse für individuelle Einstellung des Sprühmenge (0.5 bis 2ml pro Betätigung des Fingerventils)



Diese Spezialversion mit Rückentrageeinheit erlaubt das einfache und schnelle Desinfizieren von Türklinken und Handläufen in Schulen, Spitälern und öffentlichen Gebäuden. Es eignet sich auch hervorragend für das Desinfizieren von kritischen Gegenständen im öffentlichen Verkehr wie Haltegriffe, Türöffnungsköpfe etc.



Dank der Rückentrageeinheit bleiben die Hände frei zum Arbeiten. Das Gerät kann dadurch auch bequem über längere Distanzen getragen werden (Schulhäuser, Spitäler, Züge etc.). Der 5 Liter Sprühgerätetank erlaubt das Mitführen von genügend Desinfektionsflüssigkeit, um ganze Gebäude mit einer Füllung zu desinfizieren.

Die Regulierdüse und die handliche Sprüheinheit erlauben eine optimale Dosierung der Sprühmenge und ermöglichen einen sparsamen Umgang mit dem Desinfektionsmittel.

Tipp: Flüssigkeitsbehälter nur mit 3 bis 3,5 l füllen (maximal 5 Liter) und auf max. 3 bar aufpumpen. Damit kann die ganze Flüssigkeit ohne Nachpumpen ausgebracht werden.

Je nach DüsenEinstellung können damit 1'000 bis 2'000 Sprühvorgänge (z.B. auf Einwegwischtücher) durchgeführt werden. Dies reicht z.B. um alle Türklinken und Stieggeländer in einem Schulhaus, Spital oder öffentlichen Gebäude ohne nachzufüllen oder nachzupumpen zu desinfizieren.

Anfragen und weitere Details bitte über

info@birchmeier.com oder www.birchmeier.com

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

CH-5608 Stetten

Tel. +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82